

Leistungsbeschreibung

Schieberollstuhl „Ernst“

Kompakter Transportrollstuhl mit Zentralbremse. Exzellente Fahreigenschaften durch kurze Bauweise, große Hinterräder, breite Schiebestange. Gepolsterte Sitzfläche und gepolsterte Rückenlehne mit wischdesinfizierbaren Kunstlederbezügen. Für seitlichen Transfer der Patienten nach oben schwenkbare Armlehnen. Unter die Sitzfläche schwenkbarer Fußbügel zur Auflage beider Füße. Wahlweise Ausstattung mit Toilettensitz aus schwarzem Polyurethan-Schaum anstelle der gepolsterten Sitzfläche. Toilettenöffnung mit Schaumpolster abdeckbar. Halterung für Toiletteneimer unter der Sitzfläche. Toilettenüberfahrbar bis 43 cm Höhe. Hohe Sicherheit durch die auf beide Hinterräder wirkende Zentralbremse. Alle Räder mit pannensicherer Bereifung.

Empfehlenswerte Ausstattung

Ablagekorb

Als Stauraum unter dem Sitz.

Haltegurt

Zur Fixierung von Patienten.

Toilettensitz

Aus schwarzem PUR-Schaum mit Abdeckpolster, anzubringen anstelle der gepolsterten Sitzfläche.

Toiletteneimer

Aus Kunststoff mit abgeschrägter Randzone.

Farbvarianten

Rahmen:	<input type="radio"/>	RAL 4004 bordeauxviolett
	<input type="radio"/>	RAL 5002 ultramarinblau
	<input type="radio"/>	RAL 6005 moosgrün
	<input type="radio"/>	RAL 9007 graualuminium
Polster:	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ kirschrot
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ skyblau
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ perlgrau
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ dunkelgrün
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ safrangelb

Technische Daten:

Gesamthöhe	94 cm
Gesamtbreite	53 cm
Länge	80 cm
Einsitzweite zwischen den Armlehnen	43 cm oder 46 cm
Sitztiefe	43 cm
Toilettenüberfahrbarkeit bis Höhe	43 cm

Räder vorn	Ø 125 mm, Vollgummibereifung
Räder hinten	Ø 300 mm, Polyurethanbereifung

Eigengewicht	ca. 16 kg
Höchstzulässiges Patientengewicht	120 kg

Rahmen aus Stahlrohr mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung

Hersteller

Reha & Medi Hoffmann GmbH
Hauptstr. 43b
04683 Ammelshain
Tel.: 034293 / 34741 Fax: 034293 / 34740
info@rehamedi.de

09/2003