

## **Leistungsbeschreibung**

### **Pflegerollstuhl „Gertrud“**

Mobilisations- und Transportrollstuhl für den Innen- und Außenbereich. Stufenlose, gasfederunterstützte Neigungsverstellung von Sitz und Rückenlehne nach vorn als Aufstehhilfe oder nach hinten in Ruheposition durch die Begleitperson vermittelt Handhebel hinter der Rückenlehne. Komfortable, zwecks leichter Reinigung abnehmbare, ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster mit wischdesinfizierbaren Kunstlederbezügen, sowie höhenverstellbares Nackenkissen aus gleichem Material. Nach hinten schwenkbare gepolsterte Sicherheitsarmlehnen ermöglichen leichten seitlichen Transfer. Nach oben wegklappbarer Fußtritt. Auch für außen geeignete Räder mit pannensicherer Bereifung. Synchron auf beide Vorderräder wirkende Betriebs- und Feststellbremse bedienbar von der Begleitperson mittels Handhebel hinter der Rückenlehne. Der Pflegerollstuhl ist TÜV-geprüft.

### **Empfehlenswerte Ausstattung**

#### **Tisch**

Auf die Armlehnen aufzulegen und fixierbar, mit abgerundeten Krümelkanten.

#### **Beinstütze**

Mitfahrbare, kunstlederbespannte Stütze zum Hochlegen der Beine.

#### **Fellbezüge für Sitz- und unteres Rückenkissen**

Aus waschbarem Antidekubituskunstfell für empfindliche Patienten, klimatisierend und druckausgleichend.

#### **Fellbezug für Nackenkissen**

Aus waschbarem Antidekubituskunstfell für empfindliche Patienten, klimatisierend und druckausgleichend.

#### **Antidekubitus-Sitzkissen**

Aus viskoelastischem Thermo-Reaktivschaum, Verteilung des Auflagedruckes durch Anpassung an die Konturen des Körpers.

#### **Haltegurt**

Zur Fixierung von Patienten.

#### **Sicherheitsgurt 5-Punkt-System**

mit Beckengurt, Schrittgurt und 2 Schultergurten

#### **Infusionsflaschenhalter**

komplett mit Befestigung

## Farbvarianten

Rahmen:	<input type="radio"/>	RAL 4004 bordeauxviolett
	<input type="radio"/>	RAL 5002 ultramarinblau
	<input type="radio"/>	RAL 6005 moosgrün
	<input type="radio"/>	RAL 9007 graualuminium
Polster:	<input type="radio"/>	„Padova“ beige
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ kirschrot
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ skyblau
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ perlgrau
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ dunkelgrün
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ safrangelb

## Technische Daten:

Gesamtbreite	66 cm
Länge	100 cm
Einsitzweite	52 cm
Sitztiefe	45 cm

Räder vorn    Ø 250 mm, Polyurethanbereifung, Trommelbremsen  
Räder hinten                    Ø 200 mm, Polyurethanbereifung

Eigengewicht	ca. 38 kg
Höchstzulässiges Patientengewicht	120 kg

Neigungsverstellung Rückenlehne und Sitz                    - 12° bis 25°

Rahmen aus Profilstahlrohr mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung

## Hersteller

Reha & Medi Hoffmann GmbH  
Hauptstr. 43b  
04683 Ammelshain  
Tel.: 034293 / 34741   Fax: 034293 / 34740  
info@rehamedi.de

09/2003