

Leistungsbeschreibung

Pflegerollstuhl „Klara“

Mobilisations- und Transportrollstuhl für den Innen- und Außenbereich. Stufenlose, gasfederunterstützte Neigungsverstellung von Sitz und Rückenlehne nach vorn als Aufstehhilfe oder nach hinten in Ruheposition durch die Begleitperson vermittelt Handhebel hinter der Rückenlehne. Komfortable, zwecks leichter Reinigung abnehmbare, ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster mit wischdesinfizierbaren Kunstlederbezügen, sowie höhenverstellbares Nackenkissen aus gleichem Material. Abnehmbare und selbsttätig verriegelnde gepolsterte Armlehnen mit gepolsterten Seitenteilen. Fußstützen sind an die Unterschenkelänge anpassbar, selbsttätig verriegelnd und abnehmbar sowie mit hochklappbaren Fußplatten ausgestattet. Auch für außen geeignete Räder mit pannensicherer Bereifung. Synchron auf beide Hinterräder wirkende Betriebs- und Feststellbremse, bedienbar von der Begleitperson mittels Handhebel hinter der Rückenlehne. Der Pflegerollstuhl ist TÜV-geprüft.

Empfehlenswerte Ausstattung

Therapeutisch

Aus transparentem Polycarbonat, auf die Armlehnen aufzuschieben.

Komfort-Beinstützen

Gasfederbetätigte Stützen zum Hochlegen der Beine mit Längenausgleich, Wadenpolster und Fußplatten mit SpitzfußEinstellung

Fellbezüge für Sitz- und unteres Rückenkissen

Aus waschbarem Antidekubituskunstfell für empfindliche Patienten, klimatisierend und druckausgleichend.

Fellbezug für Nackenkissen

Aus waschbarem Antidekubituskunstfell für empfindliche Patienten, klimatisierend und druckausgleichend.

Antidekubitus-Sitzkissen

Aus viskoelastischem Thermo-Reaktivschaum, Verteilung des Auflagedruckes durch Anpassung an die Konturen des Körpers.

Haltegurt

Zur Fixierung von Patienten.

Sitzhose

Gepolstert, hinter der Rückenlehne zu verschließen.

Sicherheitsgurt 5-Punkt-System

Mit Beckengurt, Schrittgurt und 2 Schultergurten.

Farbvarianten

| | | |
|----------|-----------------------|--------------------------|
| Rahmen: | <input type="radio"/> | RAL 4004 bordeauxviolett |
| | <input type="radio"/> | RAL 5002 ultramarinblau |
| | <input type="radio"/> | RAL 6005 moosgrün |
| | <input type="radio"/> | RAL 9007 graualuminium |
| Polster: | <input type="radio"/> | „Tundratexo“ schwarz |

Technische Daten:

| | |
|--------------|--------|
| Gesamtbreite | 64 cm |
| Länge | 113 cm |
| Einsitzweite | 46 cm |
| Sitztiefe | 45 cm |

Räder vorn \varnothing 200 mm, Polyurethanbereifung
Räder hinten \varnothing 250 mm, Polyurethanbereifung, Trommelbremsen

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Eigengewicht | ca. 36 kg |
| Höchstzulässiges Patientengewicht | 120 kg |

Neigungsverstellung Rückenlehne und Sitz - 8° bis 25°

Rahmen aus Profilstahlrohr mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung

Hersteller

Reha & Medi Hoffmann GmbH
Hauptstr. 43b
04683 Ammelshain
Tel.: 034293 / 34741 Fax: 034293 / 34740
info@rehamedi.de

02/2005