

Leistungsbeschreibung

Pflegerollstuhl „Laura“

Mobilisations- und Transportrollstuhl für den Innenbereich. Stufenlose, gasfederunterstützte Neigungsverstellung von Sitz und Rückenlehne nach vorn als Aufstehhilfe oder nach hinten in Ruheposition durch die Begleitperson vermittelt Handhebel hinter der Rückenlehne. Komfortable, zwecks leichter Reinigung abnehmbare, ergonomisch unterstützende Sitz- und Rückenpolster mit wischdesinfizierbaren Kunstlederbezügen, sowie höhenverstellbares Nackenkissen aus gleichem Material. Nach hinten schwenkbare gepolsterte Sicherheitsarmlehnen ermöglichen leichten seitlichen Transfer. Nach oben wegklappbarer Fußtritt. Vier schwenkbare Doppellaufäder, davon ein Doppellaufäder in der Richtung feststellbar und zwei Doppellaufäder bremsbar.

Empfehlenswerte Ausstattung

Tisch

Auf die Armlehnen aufzulegen und fixierbar, mit abgerundeten Krümelkanten.

Beinauflage

Höhenverstellbare, unter der Sitzfläche herausziehbare, gepolsterte Stütze zum Hochlegen der Beine.

Pelottengurt

Polster zur seitlichen Führung des Oberkörpers

Antidekubitus-Sitzkissen

Aus viskoelastischem Thermo-Reaktivschaum, Verteilung des Auflagedruckes durch Anpassung an die Konturen des Körpers, Stoffbezug.

Haltegurt

Zur Fixierung von Patienten.

Infusionsflaschenhalter

komplett mit Befestigung

Farbvarianten

Rahmen:	<input type="radio"/>	RAL 4004 bordeauxviolett
	<input type="radio"/>	RAL 5002 ultramarinblau
	<input type="radio"/>	RAL 6005 moosgrün
	<input type="radio"/>	RAL 9007 graualuminium
Polster:	<input type="radio"/>	„Padova“ beige
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ kirschrot
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ skyblau
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ perlgrau
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ dunkelgrün
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ safrangelb

Technische Daten:

Gesamtbreite	66 cm
Länge	100 cm
Einsitzweite	52 cm
Sitztiefe	45 cm
Doppellaufräder	Ø 100 mm, Polyurethanbereifung
Eigengewicht	ca. 38 kg
Höchstzulässiges Patientengewicht	120 kg
Neigungsverstellung Rückenlehne und Sitz	- 12° bis 25°
Rahmen aus Profilstahlrohr mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung	

Hersteller

Reha & Medi Hoffmann GmbH
Hauptstr. 43b
04683 Ammelshain
Tel.: 034293 / 34741 Fax: 034293 / 34740
info@rehamedi.de

09/2003