

Mobilizer® Medior

Mobilisation durch physiologische Aufstehbewegung

- **Sichere und schonende Mobilisation** von Patienten bis in den aufrechten **Stand 90°**
- Patentierter **Längenausgleich** reduziert die Scherkräfte bei Verstellung der Rückenlehne - **Dekubitusprophylaxe**
- Griffstange ermöglicht **Therapieübungen** - zum Beispiel **Koordinationsübungen**
- **Aufstehbewegung aus einer Sitzposition** heraus, angelehnt an das natürliche Bewegungsmuster
- Optimale Patientensicherung durch schnell und **einfach handhabbare Haltesysteme**
- Sensibilisierung der **Druckrezeptoren über die gesamte Fußsohle** bis in den Ballenbereich



Abbildungen zeigen Zusatzausstattung



- Stufenlose elektromotorische Verstellung mittels Handschalter
- **Moderner Akkubetrieb** - Volle Funktionalität und zukunftsfähiges **Sicherheitsniveau** ohne Netzkabel
- **Höhenverstellung** in jeder Sitz- und Liegeposition

REHA & MEDI

Hoffmann GmbH

www.rehamedi.de

Reha & Medi Hoffmann GmbH | Hauptstraße 43 b | 04683 Naunhof | 03 41 / 39 28 49 60

Mobilizer® Medior

Mobilisation durch physiologische Aufstehbewegung

Produktmerkmale

- Vom Liegen bis in den Stand - mit Medior auch **über eine Sitzposition** möglich.
- Vertrautes Bewegungsmuster des Aufstehens vermittelt Sicherheitsgefühl beim Patienten.
- Eine positionsunabhängige Höhenverstellung gewährleistet ergonomische Arbeitsabläufe und sorgt für den positiven psychologischen Aspekt "auf Augenhöhe sein" des Patienten mit seiner Umgebung.
- Die viskoelastische Polsterung ist druckentlastend und schont die Haut. Als Oberflächenmaterial wird hochwertiges, leicht zu reinigendes und desinfektionsmittelbeständiges Skai-Kunstleder verwendet.
- Transfermöglichkeit auch bei Rückenschräglage durch schwenkbare Armlehnen.
- Auf Patientengröße anpassbar mittels höhenverstellbarem Fußtritt.



Ausstattungsmöglichkeit

- Für nahezu jeden Anwendungsfall stehen passende Zusatzausstattungen bereit. Gern beraten wir Sie bei der Auswahl.
- Beispiele häufig gewählter Ausstattungsoptionen:

Haltesysteme:

Wadengurt,
Oberschenkelgurt,
Beckengurt,
Führungsgurt.



[Oberschenkelgurt]

Pflegeausstattung:

Tisch,
Polsterauflage für Tisch,
Infusionsständer.



[Tisch mit Polsterauflage]

Therapieausstattung:

Adapter für Tisch in
Stehposition,
Griffstange,
Begrenzungsgurt.



[Tisch in Stehposition]



- Der Mobilizer® Medior ist in vielen Farbkombinationen lieferbar und lässt sich somit ideal in Ihr bestehendes Farbkonzept integrieren. Wählen Sie dazu anhand unserer Farbmusterkarte Leder und Rahmenfarbe aus.

Technische Daten

Länge der Liegefläche	190 cm	Laufräder	∅ 150 mm
Liege-, Sitzhöhe	66-89 cm	Eigengewicht	ca. 125 kg
Sitzbreite	57 cm	Zul. Patientengewicht	150 kg
Sitztiefe	50 cm	Akkudaten	24 V, 4,5 Ah
Stehposition*	90°	(Separate Ladestation im Lieferumfang enthalten)	
Kopftieflage	> -10°		

*bei Kombination der Verstellmöglichkeiten



REHA & MEDI

Hoffmann GmbH

www.rehamedi.de

Reha & Medi Hoffmann GmbH | Hauptstraße 43 b | 04683 Naunhof | 03 41 / 39 28 49 60