

Leistungsbeschreibung

Mobilizer „Medior“

- universelles Therapiegerät für Liege-, Sitz- und Stehposition
- patentierter Längenausgleich zur Reduzierung der Scherkräfte
- automatische Sitzkantelung für rutschfreies Aufrichten
- stufenloses Aufstellen aus Sitz- und Liegeposition
- höhenverstellbar in jeder Sitz- oder Liegeposition
- elektromotorische Verstellung mittels Handschalter
- austauschbarer Akku und separate Ladestation
- Hauptschalter mit Schlüssel
- Beinauflage, breite Sitzfläche und hohe Rückenlehne ergeben ebene Liegefläche
- Anheben / Absenken der Beinauflage synchron mit der Neigung der Rückenlehne
- an die Unterschenkellänge anpassbarer Fußtritt zur Auflage beider Füße kann hinter das Polster der Beinauflage geklappt werden
- nach oben schwenkbare und sich automatisch auf Liegeebene absenkende gepolsterte Armlenken ermöglichen leichten seitlichen Transfer
- Gurtbefestigungen für Stehposition
- Sitz und Rückenlehne mit viskoelastischer Polsterung
- verstellbares Nackenkissen
- wischdesinfizierbare Bezüge zur leichten Reinigung der abnehmbaren Polster
- Zentralbremse mit Richtungsrolle

Farbvarianten

Rahmen:	<input type="radio"/>	RAL 4004 bordeauxviolett
	<input type="radio"/>	RAL 5002 ultramarinblau
	<input type="radio"/>	RAL 6005 moosgrün
	<input type="radio"/>	RAL 9007 graualuminium
Polster:	<input type="radio"/>	„Palena“ orange
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ kirschrot
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ skyblau
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ perlgrau
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ dunkelgrün
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ safrangelb

Empfehlenswerte Ausstattung

Tisch

auf den Armlehnen fixierbar, mit abgerundeten Krümelkanten

Wadengurt

Oberschenkelgurt

Beckengurt

Führungsgurt

mit eingenähten Polstern für Seitenhalt

Armschlaufen

Pelottengurt

Polster zur seitlichen Führung des Oberkörpers

Kopfstütze

fixierend, mit Stirnband

Infusionsständer, höhenverstellbar

von ca. 140 bis 225 cm, Einhand-Bedienung, Befestigung an den Hinterradbuchsen

Zusatzakku

zweiter Akku zum Wechseln

Technische Daten

Liegehöhe einstellbar	66 bis 89 cm
Stehposition	80°
Schocklagerung	10°
Länge der Liegefläche	190 cm
Sitzbreite	57 cm
Gesamtbreite	74 cm
Laufräder mit Polyurethanbereifung	Ø150 mm
Eigengewicht	ca. 125 kg
höchstzulässiges Patientengewicht	150 kg