

Leistungsbeschreibung

Mobilizer „Norbert“

- stufenlos zur Liege verstellbarer Therapiestuhl
- Längenausgleich zur Reduzierung der Scherkräfte
- automatische Sitzkantelung für rutschfreie Positionierung
- Beinauflage, breite Sitzfläche und hohe Rückenlehne ergeben ebene Liegefläche
- Anheben / Absenken der Beinauflage synchron mit der Neigung der Rückenlehne
- an die Unterschenkelänge anpassbarer Fußtritt zur Auflage beider Füße kann hinter das Polster der Beinauflage geklappt werden
- nach oben schwenkbare und sich automatisch auf Liegeebene absenkende gepolsterte Armlehnen ermöglichen leichten seitlichen Transfer
- Sitz und Rückenlehne mit viskoelastischer Polsterung
- verstellbares Nackenkissen
- wischdesinfizierbare Bezüge zur leichten Reinigung der abnehmbaren Polster
- Zentralbremse mit Richtungsrolle

Empfehlenswerte Ausstattung

Höhenverstellung*

hydromechanische Höhenverstellung der Sitz- / Liegefläche von 56 cm bis 78 cm

Armlehnen, verstellbar*

in 5 Stufen höhenverstellbare und absenkbare gepolsterte Armlehnen, paarweise

Tisch

auf die Armlehnen aufzulegen und fixierbar, mit abgerundeten Krümelkanten.

Seitenpolster*

versenkbar, seitlich am Sitz, paarweise, nicht in Verbindung mit Intensivschienen

Pelottengurt

Polster zur seitlichen Führung des Oberkörpers

Infusionsflaschenhalter

Befestigung an Hinterradbuchsen

Intensivschienen*

Normschienen 350 mm beidseits unterhalb des Sitzpolsters, nicht in Verbindung mit Seitenpolster

*Die mit * gekennzeichnete Ausstattung wird im Werk montiert und ist nicht nachrüstbar.*

Farbvarianten

Rahmen:	<input type="radio"/>	RAL 4004 bordeauxviolett
	<input type="radio"/>	RAL 5002 ultramarinblau
	<input type="radio"/>	RAL 6005 moosgrün
	<input type="radio"/>	RAL 9007 graualuminium
Polster:	<input type="radio"/>	„Palena“ orange
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ kirschrot
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ skyblau
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ perlgrau
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ dunkelgrün
	<input type="radio"/>	„Paradino Cosmo“ safrangelb

Technische Daten

Sitzhöhe 58 cm
Sitzbreite 58 cm
Länge der Liegefläche 190 cm
Laufräder Ø 150 mm, Polyurethanbereifung
Eigengewicht ca. 45 kg
höchstzulässiges Patientengewicht 150 kg
optional mit Höhenverstellung:
Sitzhöhe 56 bis 78 cm
Eigengewicht ca. 90 kg

Reha & Medi Hoffmann GmbH
Hauptstraße 43 b
D-04683 Ammelshain
Tel.: 03 42 93 / 3 47 41
Fax: 03 42 93 / 3 47 40
www.rehamedi.de
e-mail: info@rehamedi.de

08/2006