

# Mobilizer® Ottfried

Patientenmobilisation bis 230 kg – ergonomisch, sicher und komfortabel

- **Sichere Mobilisation** von Patienten mit einem Gewicht bis zu **230 kg**.



- Stufenlos zwischen **Liege- und Sitzposition**, sowie positionsunabhängig in der **Höhe** elektrisch verstellbar
- Armauflagen vollständig nach hinten schwenkbar, für einen **barrierefreien seitlichen Transfer**

- Patentierter Längenausgleich mit automatischer Sitzkantelung zur Reduzierung von Scherkräften – **Dekubitusprophylaxe!**

- An Patientengröße **anpassbarer Fußtritt**



Abbildungen zeigen Zusatzausstattung.



- Stufenlose elektromotorische Verstellung.
- **Akkubetrieb** – **unabhängig** von räumlichen Gegebenheiten, **zukunftsorientiert** und **sicher**.

- **Höhenverstellung** in jeder Sitz- und Liegeposition.

**REHA & MEDI**

**Hoffmann GmbH**

[www.rehamedi.de](http://www.rehamedi.de)

Reha & Medi Hoffmann GmbH | Hauptstraße 43 b | 04683 Naunhof | Tel. 0341 39 28 49 60