




# Transportrollstuhl „Ernst“

SICHER,  
WENDIG &  
LEICHT



## Sicherer Patiententransport

- stabil und handlich - Belastbarkeit bis 230 kg
- wischdesinfizierbare Polsterung mit pflegeleichtem und modernem Kunstlederbezug
- Haltebügel beidseits im Bereich der Sitzfläche
- großer schwenkbarer Fußtritt
- doppelt kugelgelagerte Räder mit pannensicherer Bereifung
- Fahrwerk mit Zentralbremse und großem Auslösebügel
- Armauflagen vollständig nach hinten schwenkbar, für barrierefreien seitlichen Transfer
- Sitzbreite wahlweise 46 cm oder 58 cm



# Transportrollstuhl „Ernst“

Art.-Nr.: 2110408

reha medi  
Hoffmann GmbH

## Produktmerkmale

Unser „Ernst“ ist ein kompakter Transportrollstuhl mit einer Belastbarkeit bis 230 kg. Er zeichnet sich durch seine exzellenten Fahreigenschaften aus.



## Ideale Ergänzung: Rollstuhl-Pfandsystem

**Empfang**

- Zur Sicherung der Investition in hochwertige Ausstattung
- Verbesserung logistischer Prozesse durch die Vermeidung von Such- und Rückholaufwand
- Pfandsystem-Set bestehend aus Wandhalterung, Kette, Kartenschloss und Schlüsselkarte

## Beispiele Ausstattungsoptionen

Verbreiterung \*

Ablagekorb \*

Pfandsystem \*werkseitig



## Technische Daten

Sitzhöhe	48 cm
Sitztiefe	48 cm
Sitzbreite	46 / 58 cm*
Gesamtbreite	64 / 76 cm*
Gesamtlänge (Sitzposition)	81 cm
Laufräder vorn / hinten	Ø 150 mm / Ø 300 mm
Eigengewicht	ca. 24 kg
höchstzulässiges Patientengewicht	230 kg

\* bei verbreiteter Ausführung [Art.-Nr. 2210000]

## Farbauswahl

