



Ihre Vorteile!

Die von uns entwickelten und produzierten **Curalizer® „Bruno“** vereinen exzellentes Handling für das medizinische Personal mit Komfort für Patienten. Die modernen elektrischen Verstellfunktionen haben zu wesentlichen **Alleinstellungsmerkmalen** geführt:

- Die patentierte Simultanmechanik zur Kantelung des Sitzes bei gleichzeitig verstärkter Neigung der Rückenlehne verhindert das Herausrutschen von Patienten.
- Aufstehhilfe mit Höhenverstellung zur Nutzung von Restmobilitäten der Patienten.
- Sturzprophylaxe durch elastischen Fußtritt.
- Schwenkbare Wadenauflage.
- Belastbar mit Patientengewicht bis 230 kg.

Der Einsatz unserer Curalizer® „Bruno“ bringt vielfachen **Nutzen**:

- Lagerung und Mobilisation von adipösen Patienten auf 65 cm breitem Sitz
- Erleichterter Transfer der Patienten durch Höhenverstellung
- Intuitive Bedienung durch das medizinische Personal
- Hervorragende Fahreigenschaften als Transportrollstuhl
- Komfortable Ruheposition für die Patienten
- Einsatzmöglichkeiten bei verschiedensten Krankheitsbildern
- Arbeitserleichterung und Gesundheitsschutz für das medizinische Personal
- Leichte Reinigung und Desinfektion
- Imagegewinn durch ausgezeichnete Reputation.