

Produkte und Zubehör  
Products and accessories

 **reha medi**  
Hoffmann GmbH



[www.rehamedi.de](http://www.rehamedi.de)



## Mobilizer® Medior



### Erweiterungsoptionen Accessories



mehr Belastbarkeit  
more capacity



Vibrationsplatte  
vibration module



Spitzfußausstattung  
drop foot



Griffstange  
therapy bar

\*werkseitig  
factory-set

## Mobilizer® Norbert



### Erweiterungsoptionen Accessories



Elektromotor  
electric motor



Pelottengurt  
pad belt for backrest



Höhenverstellung  
height adjustment



Normschienen  
DIN rails



### Weitere empfehlenswerte Ausstattung More accessories for your Mobilizer®



Kopfstütze, fixierend  
head rest  
with headband



Positionierungskissen  
positioning cushion



Beingurt  
leg belt



Führungsgurt  
body belt



Beckengurt  
lap belt



Wadengurt  
calf belt



Verbreiterung  
enlarged option



Infusionsstativ  
infusion stand



Rollboard  
rollboard



Tisch + Polsterauflage  
table with u-pad



Arretierung Armlehne  
locking armrests



Zusatzakku  
additional battery




## Curalizer® Bruno



## Curalizer® Arne



### Weitere empfehlenswerte Ausstattung More accessories for your Curalizer®



Nackenkissen  
neck pillow



Pelottengurt  
pad belt for backrest



Lagerungsschlinge  
positioning pillow



Sitzhemd  
seating vest



Sitzhose  
groin strap



Seitenbügel  
side holder



Gurthalter  
strap holder



Verbreiterung  
enlarged option



Infusionsstativ  
infusion stand




Tisch mit Polsterauflage  
table with u-pad



Zusatzakku  
additional battery

## Transportrollstuhl Ernst | Transport wheelchair



Verbreiterung  
enlarged option



Ablagekorb  
enlarged option



Pfandsystem  
deposit system



## Sicherungssysteme und Lagerungshilfen Protecting systems and positioning aids



Sitzhemd  
seating vest



Sitzhose  
groin strap



3-Kammer-  
Lagerungskissen  
tripartite positioning pillow



Lagerungsschlange  
positioning pillow



Halbrolle  
semi neck roll






Arthodesekissen  
arthrodesis pad



Keil  
wedge

## Bezugsmaterialien | Upholstery



## Mobilizer®



Unsere Mobilizer® sind zwischen Liege- und Sitzposition, sowie positionsunabhängig in der Höhe verstellbar. Der integrierte Längenausgleich sorgt für eine Minimierung der sonst üblichen Scherkräfte - das Dekubitusrisiko wird deutlich reduziert.

All Mobilizer® can be adjusted continuously from lying to sitting position. Furthermore, an independent height-adjustment is possible. One special feature is our innovative and patented length adjustment mechanism, which minimizes any shear forces and therefore minimizes the risk of decubitus.

## Curalizer®



Unsere Curalizer® zeichnen sich durch ein besonders einfaches, intuitives Handling aus. Sie lassen sich stufenlos zwischen einer angenehmen Ruheposition und einer mobilisierenden Aufstehhilfe verstellen.

Die Einstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe erfolgt je nach Modell entweder elektromotorisch per Handschalter oder hydromechanisch durch Betätigung eines Fußhebels.

Our Curalizer® are comfortable mobilisation chairs that combine optimal functionality with simple operability. They can be adjusted in one continuous movement from comfortable resting position to standing aid. The working height can be adjusted individually in each position electromotively or hydromechanically.

## Transportrollstuhl Transport wheelchair



Unser Transportrollstuhl Ernst ist ein robuster, kompakter Transportstuhl mit exzellenten Fahreigenschaften und einer Belastbarkeit bis 230 kg. Das hervorragende Handling resultiert aus kurzer Bauweise, großen Hinterrädern, breiten Schiebegriffen und Zentralbremse.

Our „Ernst“ is a compact, light and strong transportation wheel chair with perfect handling and maneuverability and capacity until 230 kg. It has big back wheels, wide handles and a central braking system.




Ihr Ansprechpartner  
Your contact

## Hersteller | Manufacturer

Reha & Medi Hoffmann GmbH  
Hauptstraße 43 b  
04683 Naunhof  
Germany

[www.rehamedi.de](http://www.rehamedi.de)



Gefördert aus Mitteln  
der Europäischen Union

Europa fördert Sachsen.

