



▶ Mobilizer® Medior

<https://youtu.be/qTyjIhugmGk>

Unser Mobilisationsrollstuhl Mobilizer® MEDIOR ist ein universelles Therapiegerät mit Sitz-, Liege- und Stehfunktion. Unser Vertriebsmitarbeiter Christoph Baus erklärt anschaulich die Funktionsweise.

▶ Mobilizer® Medior

<https://youtu.be/azfAlLoINWI>

Our convertible mobile chair Mobilizer® MEDIOR has a horizontal, sitting and standing upright position. Our sales representant Christoph Baus shows the function.

▶ Mobilizer® Norbert

https://youtu.be/lus1an_fAXc

Unser Mobilizer® NORBERT vereint die Funktionen einer Liege und eines Mobilisationsrollstuhles.

▶ Mobilizer® Norbert

https://youtu.be/Kxb_dOqOyy8

Our Mobilizer® NORBERT is infinitely adjustable between a horizontal and a sitting position.

▶ Mobilizer® Ottfried

<https://youtu.be/VkoRD0tlgjc>

Unser Mobilizer® Ottfried ist für Patientengewichte bis 230 kg geeignet und lässt sich, wie alle Mobilizer®-Produkte, stufenlos in eine Liege- und Sitzposition bringen.

▶ Mobilizer® Ottfried

<https://youtu.be/CdbmnD05ttc>

Our Mobilizer® Ottfried is suitable for patient weights up to 230 kg. Like all Mobilizer® products, it is freely adjustable from horizontal to sitting positions.

▶ Curalizer® Arne

https://youtu.be/ZZzFq9v_uDw

Das elegante Handling der Curalizer® ermöglicht dem Personal die erwünschte Positionierung als auch den sicheren Transport der Patienten.

▶ Curalizer® Arne

<https://youtu.be/ip-m8sF7EtI>

Our Curalizer® combines innovative functionality with simple operation. The adjustment between rest and stand-up aid position is infinitely variable with only one control.

▶ Curalizer® Bruno

https://youtu.be/G_5xy7Xtg8Y

Der Curalizer® Bruno lässt sich elektromotorisch stufenlos zwischen einer angenehmen Ruheposition und einer mobilisierenden Aufstehhilfe einstellen.

▶ Curalizer® Bruno

<https://youtu.be/t5mm5WqW9D0>

The Curalizer® Bruno is electromotively infinitely adjustable between a resting position and a pleasant mobilizing standing up position.